

HERMIA



LEIDIMO PASTABOS OLINDA/EXM[®] 2.4.0

Dokumento pavadinimas: P58-085, „OLINDA EXM 2.4.0“ leidimo pastabos, 3 red._LT
Dokumento redakcijos data: 2025-06-12

Šiose leidimo pastabose naudotojai yra informuojami apie OLINDA EXM 2.4.0 naujienas ir patobulinimus, taip pat apie visas žinomas problemas, į kurias reikia atkreipti dėmesį.

Tai yra elektroninis dokumentas, kurio kopiją galima atsisiųsti iš svetainės: www.hermesmedical.com/ifu. Naudojimo instrukcijos, sistemos aplinkos reikalavimų ir leidimo pastabų spausdintines kopijas galima gauti nemokamai, pateikus prašymą (tiek, kiek turite įsigiję licencijų).

Leidimo pastabos ir medicinos prietaisų programinė įranga yra saugomos autorių teisių ir visos teisės priklauso „Hermes Medical Solutions“. Nei programinės įrangos, nei vadovo negalima kopijuoti ar kitaip atkurti negavus išankstinio raštiško sutikimo iš „Hermes Medical Solutions“, kuri pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ir tobulinti programinę įrangą bei vadovą.

„Hermes Medical Solutions“*, HERMIA*, HERMIA logotipas* ir SUV SPECT* yra „Hermes Medical Solutions AB“ prekių ženklai.

Šiame dokumente naudojami trečiųjų šalių prekių ženklai yra atitinkamų jų savininkų, kurie nėra susiję su „Hermes Medical Solutions“, nuosavybė.

*Kai kuriose rinkose privaloma registruoti

Turinys

1	ĮVADAS.....	3
1.1	SUSIJĘ DOKUMENTAI	3
1.2	SKUNDAI IR RIMTI INCIDENTAI	3
2	NAUJIENOS IR PATOBULINIMAI	4
2.1	NAUJOS FUNKCIJOS, ĮDIEGTOS OLINDA/EXM 2.4.0.....	4
2.2	2.4.0 VERSIJOJE IŠSPRĘSTOS PROBLEMOS IR ATLIKTI NEDIDELI PATOBULINIMAI.....	4
3	ŽINOMOS PROBLEMOS	5
4	KONTAKTINĖ INFORMACIJA	6
4.1	GAMINTOJO KONTAKTINĖ INFORMACIJA.....	6
4.2	ATSTOVAI REGULIAVIMO KLAUSIMAIS	6
4.3	PATRONUOJAMOSIOS ĮMONĖS	6

1 ĮVADAS

Šiame dokumente pateiktos OLINDA/EXM® 2.4 viešosios leidimo pastabos. Jose išvardytos naujos funkcijos, patobulinimai ir riktų taisymai, atlikti nuo paskutinės versijos išleidimo.

Dokumente taip pat nurodomos žinomos problemos. Kiekvienas naudotojas turėtų susipažinti su šiomis žinomomis problemomis. Jei turite klausimų dėl turinio, kreipkitės į gamintoją.

1.1 Susiję dokumentai

- P58-078, „OLINDA 2.4.0“ naudojimo instrukcija, 3 red.

Naudojimo instrukcijoje pateikiama pagrindinė informacija, reikalinga programai konfigūruoti pagal savo pageidavimus.

Naudotojo vadovas, naudotojams padedantis naudotis programine įranga, yra pateiktas programinės įrangos žinyno funkcijoje

Įspėjamieji pranešimai dabar pateikiami ir naudojimo instrukcijoje, ir naudotojo vadove. Įspėjamuosiuose pranešimuose aiškiai aprašomi numatytieji naudotojai, programinės įrangos apribojimai ir programinės įrangos pakeitimų keliama rizika.

1.2 Skundai ir rimti incidentai

Apie bet koki rimtą incidentą, susijusį su prietaisu, reikia pranešti mūsų pagalbos tarnybai, žr. skyrių „Kontaktinė informacija“.

Atsižvelgiant į taikomus teisės aktus, apie rimtus incidentus taip pat gali būti privaloma pranešti nacionalinėms institucijoms. Europos Sąjungoje apie rimtus incidentus turi būti pranešta Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

„Hermes Medical Solutions“ mielai priima programinės įrangos naudotojų ir šio dokumento skaitytojų atsiliepimus. Prašome pranešti apie bet kokias klaidas ir pasiūlymus dėl programinės įrangos, šio dokumento turinio ar tipografijos tobulinimo, žr. skyrių „Kontaktinė informacija“.

2 NAUJIENOS IR PATOBULINIMAI

2.1 Naujos funkcijos, įdiegtos OLINDA/EXM 2.4.0

Pridėta „OpenApps“ licencijos palaikymo funkcija.

2.2 2.4.0 versijoje išspręstos problemos ir atlikti nedideli patobulinimai

Šioje versijoje nebuvo ištaisyta jokių problemų ir neatlikta jokių patobulinimų.

3 ŽINOMOS PROBLEMOS

Šioje OLINDA/EXM® versijoje nėra žinomų problemų, susijusių su pacientų sauga.

Toliau pateiktos žinomos problemos, aktualios galutiniams naudotojams.

Visų problemų keliama rizika buvo įvertinta ir ji laikoma priimtina.

- „Olinda“ sferinis modelis su skilimo serijomis ataskaitoje rodo tik paskutinį nuklidą (atvejo Nr. 64702)
- VT organams netikėtai nustatoma nulinė vertė (atvejo Nr. 62536)
- Šakojimosi santykio nesilaikymas skilimo serijoje (atvejo Nr. 55257)
- OLINDA (atskira programa) nesuteikia licencijos (vienkartinės licencijos), jei ją įdiegsite naudodami pasirinktinį įdiegimo kelią (atvejo Nr. 45898).
- Dozės ataskaitoje nepateikiamas skilimo serijos izotopų sąrašas, kai naudojamas OLINDA sferinis modelis (atvejo Nr. 39146).
- Rodomas organų sąrašas nesutampa su sąrašu, kuris rodomas rezultatų lange keičiant duomenis (atvejo Nr. 44215).
- Naudojant šlapimo pūslės ištuštinimo modelį, šlapimo pūslės kinetinių duomenų lentelės vertė nėra atnaujinama teisingai.
- Duomenų keitimo funkcija neveikia, kaip tikėtasi, kai naudojamas mygtukas „Taikyti“.

4 KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Dėl priežiūros, pagalbos ar kitais klausimais kreipkitės bet kuriuo iš toliau nurodytų adresų.

4.1 Gamintojo kontaktinė informacija



Pagrindinė būstinė
Hermes Medical Solutions AB
Strandbergsgatan 16
112 51 Stockholm
ŠVEDIJA
Tel. +46 (0) 819 03 25
www.hermesmedical.com

Bendrasis el. pašto adresas:
info@hermesmedical.com

Pagalbos tarnybos el. pašto adresai:
support@hermesmedical.com
support.ca@hermesmedical.com
support.us@hermesmedical.com

4.2 Atstovai reguliavimo klausimais

Atsakingas asmuo JK
Hermes Medical Solutions Ltd
Cardinal House
46 St. Nicholas Street
Ipswich, IP1 1TT
Anglija, Jungtinė Karalystė

Įgaliotasis atstovas Šveicarijoje
CMI-experts
Grellinger Str. 40
4052 Basel
Šveicarija

CH REP

Rėmėjas Australijoje
Cyclomedica Australia Pty Ltd
4/1 The Crescent,
Kingsgrove,
Sydney 2208
Australija

4.3 Patronuojamosios įmonės

Hermes Medical Solutions Ltd
7-8 Henrietta Street
Covent Garden
London WC2E 8PS, JK
Tel. +44 (0) 20 7839 2513

Hermes Medical Solutions, Inc
2120 E. Fire Tower Rd, #107-197
Greenville, NC27858
JAV
Tel. +1 (866) 437-6372

Hermes Medical Solutions Canada, Inc
1155, René-Lévesque O., Suite 2500
Montréal (QC) H3B 2K4
Kanada
Tel. +1 (877) 666-5675
Faks. +1 (514) 288-1430

Hermes Medical Solutions Germany GmbH
Robertstraße 4
48282 Emsdetten
Vokietija
Tel. +46 (0)819 03 25