

HERMIA



# NOTAS DE LA VERSIÓN

**OLINDA/EXM<sup>®</sup> 2.4.0**



**Nombre del documento:** P58-085 Notas de la versión OLINDA EXM 2.4.0 Rev.1\_SP  
**Fecha de revisión del documento:** 20/11/2024

Estas Notas de la versión informan a los usuarios de las novedades y mejoras de OLINDA EXM 2.4.0, así como de cualquier error identificado que se deba tener en cuenta.

Este es un documento electrónico, se puede descargar una copia en [www.hermesmedical.com/ifu](http://www.hermesmedical.com/ifu). Las copias impresas de las Instrucciones de uso, los Requisitos del entorno del sistema y las Notas de la versión están disponibles de forma gratuita (tantas como licencias se hayan adquirido) bajo solicitud.

Las Notas de la versión y el software en sí están protegidos por derechos de autor, y todos los derechos están reservados por Hermes Medical Solutions. Ni el software ni el manual se pueden copiar ni reproducir de ninguna otra forma sin el consentimiento previo por escrito de Hermes Medical Solutions, y se reserva el derecho de realizar cambios y mejoras en el software y en el manual en cualquier momento.

Hermes Medical Solutions\*, HERMIA\*, el logotipo de HERMIA\* y SUV SPECT\* son marcas registradas de Hermes Medical Solutions AB.

Las marcas registradas de terceros que se utilizan en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios, quienes no están afiliados a Hermes Medical Solutions.

\*Sujeto a registro en algunos mercados.

## Tabla de contenidos

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>3</b>
1.1	DOCUMENTACIÓN ASOCIADA.....	3
1.2	QUEJAS E INCIDENTES GRAVES .....	3
<b>2</b>	<b>NOVEDADES Y MEJORAS</b> .....	<b>4</b>
2.1	CARACTERÍSTICAS NUEVAS IMPLEMENTADAS EN OLINDA/EXM 2.4.0.....	4
2.2	PROBLEMAS CORREGIDOS Y MEJORAS MENORES EN LA VERSIÓN 2.4.0.....	4
<b>3</b>	<b>ERRORES IDENTIFICADOS</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>INFORMACIÓN DE CONTACTO</b> .....	<b>6</b>
4.1	INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE .....	6
4.2	REPRESENTANTES .....	6
4.3	FILIALES.....	6

# 1 INTRODUCCIÓN

Este documento contiene las Notas de la versión públicas de OLINDA/EXM® 2.4. Proporciona una lista de características nuevas, mejoras y correcciones de errores con respecto de la última versión.

El documento también incluye errores identificados. Todos los usuarios se deben familiarizar con estos errores identificados. Póngase en contacto con el fabricante para cualquier pregunta sobre el contenido.

## 1.1 Documentación asociada

- P58-078 Instrucciones de uso OLINDA 2.4.0 Rev.1

Las Instrucciones de uso contienen la información básica necesaria para configurar la aplicación según las preferencias del usuario.

La guía para el usuario se diseñó para ayudar a los usuarios a utilizar el software y está disponible en la función "Help" [Ayuda] en el propio software.

Los mensajes de advertencia se enumeran tanto en las Instrucciones de uso como en la guía del usuario. Los mensajes de advertencia describen quiénes son los usuarios previstos, las limitaciones del software y los riesgos de realizar cambios en este.

## 1.2 Quejas e incidentes graves

Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo se debe informar a nuestro soporte, consultar Información de contacto.

En función de las regulaciones que apliquen, los incidentes también se pueden informar a las autoridades nacionales competentes. En el ámbito de la Unión Europea, los incidentes graves se deben informar a la autoridad competente del Estado miembro de la UE en el que se encuentre el usuario o el paciente.

Hermes Medical Solutions agradece los comentarios de los usuarios del software y de los lectores de este documento. Por favor, informar cualquier error y sugerencia de mejora en el software, así como en el contenido o la tipografía de este documento, consultar la Información de contacto.

## **2 NOVEDADES Y MEJORAS**

### **2.1 Características nuevas implementadas en OLINDA/EXM 2.4.0**

Se ha agregado soporte para licencias de OpenApps.

### **2.2 Problemas corregidos y mejoras menores en la versión 2.4.0**

No se solucionaron problemas ni se realizaron mejoras en esta versión.

### 3 ERRORES IDENTIFICADOS

No hay errores identificados que se relacionen con la seguridad del paciente en esta versión de OLINDA/EXM®.

A continuación, se muestra una selección de errores identificados abiertos que son relevantes para los usuarios finales.

Se analizaron los riesgos de todos los errores y se clasificaron como aceptables.

- El modelo de esfera de Olinda con serie de desintegración solo muestra el último nucleido en el informe (caso # 64702).
- Los órganos de tracto gastrointestinal se ponen inesperadamente a cero (caso # 62536).
- No se respetan las relaciones de ramificación en las series de desintegración (caso # 55257).
- OLINDA (independiente) no otorgará licencia (Bloqueo de nodo) si se instala a través de una ruta de instalación personalizada durante la instalación (caso #45898).
- El informe de dosis no contiene la lista de isótopos en una serie de desintegración cuando se utiliza el modelo de esfera OLINDA (caso #39146).
- La lista de órganos que se muestra no coincide con la que se genera en los resultados al modificar los datos (caso #44215).
- El valor de la tabla cinética para la vejiga urinaria no se actualiza de manera correcta al utilizar el modelo de vejiga miccional.
- "Modify Data" [Modificación de datos] no funciona como se esperaba cuando se usa el botón "Apply" [Aplicar].

## 4 INFORMACIÓN DE CONTACTO

Póngase en contacto con cualquiera de las direcciones que se indican a continuación para solicitar servicio técnico, asistencia o para resolver cualquier otra pregunta.

### 4.1 Información de contacto del fabricante



**Sede corporativa**  
**Hermes Medical Solutions AB**  
Strandbergsgatan 16  
112 51 Estocolmo  
SUECIA  
Tel.: +46 (0) 819 03 25  
www.hermesmedical.com

**Dirección de correo electrónico principal:**  
info@hermesmedical.com

**Direcciones de correo electrónico de soporte:**  
support@hermesmedical.com  
support.ca@hermesmedical.com  
support.us@hermesmedical.com

### 4.2 Representantes

#### Representantes autorizados

**Responsable en el Reino Unido**  
Hermes Medical Solutions Ltd  
Cardinal House  
46 St. Nicholas Street  
Ipswich, IP1 1TT  
Inglaterra, Reino Unido

#### Representante autorizado en

**Suiza** CH REP  
CMI-experts  
Grellinger Str. 40  
4052 Basilea  
Suiza

### 4.3 Filiales

**Hermes Medical Solutions Ltd**  
7-8 Henrietta Street  
Covent Garden  
Londres WC2E 8PS, Reino Unido  
Tel.: +44 (0) 20 7839 2513

**Hermes Medical Solutions, Inc**  
2120 E. Fire Tower Rd, #107-197  
Greenville, NC27858  
EE. UU.  
Tel.: +1 (866) 437-6372

**Hermes Medical Solutions Canada, Inc**  
1155, René-Lévesque O., Suite 2500  
Montreal (QC) H3B 2K4  
Canadá  
Tel.: +1 (877) 666-5675  
Fax: +1 (514) 288-1430

**Hermes Medical Solutions Germany GmbH**  
Robertstraße 4  
48282 Emsdetten  
Alemania  
Tel.: +46 (0)819 03 25