

HERMIA



# JULKAISUHUOMAUTUKSET

**OLINDA/EXM<sup>®</sup> 2.3.0**



**Asiakirjan nimi:** P58-045 Julkaisuhuomautukset OLINDA EXM 2.3.0 vers.4\_FI  
**Asiakirjan tarkistuspäivä:** 02/22/2024

Näissä julkaisuhuomautuksissa käyttäjille kerrotaan OLINDA EXM 2.3.0 -ohjelmiston parannuksista ja siihen liittyvistä uusista tiedoista sekä tunnetuista ongelmista, joista käyttäjän on

syytä olla tietoinen.

Tämä on sähköinen asiakirja, jonka kopion voi ladata osoitteesta [www.hermesmedical.com/ifu](http://www.hermesmedical.com/ifu). Käyttöohjeiden, järjestelmän ympäristövaatimusten ja julkaisuhuomautusten paperiversiot ovat saatavilla pyynnöstä maksutta (ostettujen lisenssien mukainen määrä).

Julkaisuhuomautukset ja itse lääkinnällisen laitteen ohjelmisto on tekijänoikeuksien alainen, ja Hermes Medical Solutions pidättää kaikki oikeudet. Ohjelmistoa tai käyttöohjekirjaa ei saa kopioida tai jäljentää millään muulla tavalla ilman etukäteen saatua kirjallista suostumusta Hermes Medical Solutionsilta, joka pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia ohjelmistoon ja käyttöoppaaseen milloin tahansa.

Hermes Medical Solutions\*, HERMIA\*, HERMIA-logo\* ja SUV SPECT\* ovat Hermes Medical Solutions AB:n tavaramerkkejä.

Käytetyt kolmansien osapuolten tavaramerkit ovat Hermes Medical Solutionsiin liittymättömien omistajiensa omaisuutta.

\*Edellyttää rekisteröintiä joillakin markkina-alueilla



## Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>JOHDANTO .....</b>	<b>3</b>
1.1	OHEISASIAKIRJAT .....	3
1.2	VALITUKSET JA VAKAVAT TAPAHTUMAT .....	3
<b>2</b>	<b>UUTISIA JA PARANNUKSIA .....</b>	<b>4</b>
2.1	OLINDA/EXM 2.3.0:N UUDET OMINAISUUDET .....	4
2.2	VERSION 2.3.0 KORJATUT ONGELMAT JA PIENET PARANNUKSET .....	4
<b>3</b>	<b>TUNNETUT ONGELMAT .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>YHTEYSTIEDOT .....</b>	<b>6</b>
4.1	VALMISTAJAN YHTEYSTIEDOT .....	6
4.2	EDUSTAJAT .....	6
4.3	TYTÄRYHTIÖT .....	6

# 1 JOHDANTO

Tämä asiakirja sisältää OLINDA/EXM® 2.3:n julkiset julkaisuhuomautukset. Julkaisuhuomautuksissa on luettelo uusista ominaisuuksista, parannuksista ja virheenkorjauksista edellisen julkaisun jälkeen.

Asiakirjassa tietoja myös tunnetuista ongelmista. Jokaisen käyttäjän tulisi tutustua näihin tunnettuihin ongelmiin. Ota yhteyttä valmistajaan, jos sinulla on kysyttävää sisällöstä.

## 1.1 Oheisasiakirjat

- P58-044 Instructions For Use OLINDA 2.3.0 Rev.4

Käyttöohjeet sisältävät perustiedot sovelluksen määrittämiseen omien mieltymystesi mukaan.

Käyttöopas, jonka tarkoituksena on auttaa käyttäjiä ohjelmiston käytössä, on saatavilla ohjelmiston Ohje-toiminnon kautta.

Varoitusviestit näkyvät nyt sekä käyttöohjeissa että Ohje-toiminnon käyttöoppaassa. Varoitusviesteissä kerrotaan selkeästi aiottu käyttäjä, ohjelmiston rajoitukset ja ohjelmiston muuttamiseen liittyvät vaarat.

## 1.2 Valitukset ja vakavat tapahtumat

Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista on ilmoitettava tekniseen tukeen, katso Yhteystiedot.

Sovellettavien säännöksiin mukaisesti vakavissa vaaratilanteista on ehkä ilmoitettava myös kansallisille viranomaisille. Euroopan unionissa vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava sen Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas on.

Hermes Medical Solutions ottaa mielellään vastaan palautetta ohjelmiston käyttäjiltä ja tämän asiakirjan lukijoilta. Ilmoita kaikista virheistä ja ohjelmiston parannusehdotuksista sekä tämän asiakirjan sisältö- tai typografiavirheistä, katso Yhteystiedot.

## 2 UUTISIA JA PARANNUKSIA

### 2.1 OLINDA/EXM 2.3.0:n uudet ominaisuudet

Tähän versioon ei ole lisätty uusia ominaisuuksia.

### 2.2 Versioon 2.3.0 korjatut ongelmat ja pienet parannukset

- Lisätty selitykset yksiköille, esimerkiksi Mbq-h, käyttäjän käsikirjaan.
- Käyttäjän käsikirjaan on lisätty tietoja erikoismalleista ja GI-tiedoista.
- Käyttäjän käsikirjaan on lisätty huomautus siitä, että erikoismalleihin tai erikoismallien kinetiikkaan syötettyjä tietoja ei tallenneta tapaustiedostoihin.
- Lisätty käyttöoppaaseen huomautus virhesanomista, jotka voivat näkyä Auto Validate [Automaattinen vahvistus] -vaihtoehdon yhteydessä.
- Päivitetty About [Tiedot]-laatikkoa ja otsikkoriviä noudattamaan MDR-vaatimuksia.

### 3 TUNNETUT ONGELMAT

Tässä OLINDA/EXM® -versiossa ei ole tunnettuja potilasturvallisuuteen liittyviä ongelmia.

Alla on joitakin tällä hetkellä olemassa olevia tunnettuja ongelmia, jotka loppukäyttäjän on syytä tietää.

Kaikille ongelmille on tehty riskianalyysi ja ne on luokiteltu hyväksyttäviksi.

- OLINDA (erillinen) ei ota lisenssiä käyttöön (noodin lukitus), jos teet asennuksen mukautetun asennuspolun kautta (tapausno 45898).
- Annosraportti ei sisällä isotooppiluetteloja hajoamissarjalle, kun käytetään OLINDA-pallomallia (tapausno 39146).
- Näkyviin tuleva elinluettelo ei ole sama kuin tuloksissa näkyvä tulos muokattaessa tietoja (tapausno 44215).
- Virtsarakon kineettisen taulukon arvo ei päivity oikein, kun käytetään rakon tyhjennyksen mallia.
- Modify Data [Muokkaa tietoja] -ominaisuus ei toimi odotetulla tavalla, kun käytetään Apply [Käytä] -painiketta.

## 4 YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on ohjelmistoon liittyviä kysymyksiä tai tarvitset siihen liittyvää huoltoa tai tukea, ota yhteyttä mihin tahansa alla ilmoitetuista osoitteista.

### 4.1 Valmistajan yhteystiedot



**Pääkonttori**  
**Hermes Medical Solutions AB**  
Strandbergsgatan 16  
112 51 Tukholma  
RUOTSI  
Puh.: +46 (0) 819 03 25  
www.hermesmedical.com

**Yleinen sähköpostiosoite:**  
info@hermesmedical.com

**Tuen sähköpostiosoitteet:**  
support@hermesmedical.com  
support.ca@hermesmedical.com  
support.us@hermesmedical.com

### 4.2 Edustajat

#### Valtuutetut edustajat

**Vastuuhenkilö Yhdistyneessä  
kuningaskunnassa**  
Hermes Medical Solutions Ltd  
Cardinal House  
46 St. Nicholas Street  
Ipswich, IP1 1TT  
Englanti, Yhdistynyt kuningaskunta

**Valtuutettu edustaja Sveitsissä**  
CMI-experts  
Grellinger Str. 40  
4052 Basel  
Sveitsi

CH	REP
----	-----

### 4.3 Tytäryhtiöt

**Hermes Medical Solutions Ltd**  
York Suite, 7-8 Henrietta Street  
Covent Garden  
London WC2E 8PS  
Yhdistynyt kuningaskunta  
Puh.: +44 (0) 20 7839 2513

**Hermes Medical Solutions, Inc**  
710 Cromwell Drive, Suite A  
Greenville, NC27858  
YHDYSVALLAT  
Puh.: +1 (866) 437-6372  
Faksi: +1 (252) 355-4381

**Hermes Medical Solutions Canada, Inc**  
1155, René-Lévesque O., Suite 2500  
Montréal (QC) H3B 2K4  
Kanada  
Puh.: +1 (877) 666-5675  
Faksi: +1 (514) 288-1430

**Hermes Medical Solutions Germany GmbH**  
Robertstraße 4  
48282 Emsdetten  
Deutschland  
Puh.: +46 (0)819 03 25